



VACSTAR VIPER

# VACSTAR VIPER®

VACÍO EN SECO

# Poder De Succión Supremo

VacStar Viper incorpora la máquina de succión y el proceso automático de separación en una sola unidad. La generación del vacío y la separación simultánea de la mezcla de secreción y sólidos son llevadas a cabo en el fuerte eje de transmisión. La bomba de agua integrada drena el fluido en forma continua y Viper maneja cantidades incluso mayores de fluido sin dificultad.

## Volviendo A Los Elementos Esenciales

Viper es muy compacta. Este desarrollo no solo nos ha permitido eliminar la necesidad de unidades de separación adicionales y otros componentes en la unidad de tratamiento, sino que, al mismo tiempo, simplificó la planificación y la instalación del sistema completo de succión para el consultorio.

## Extremadamente Poderosa

La unidad Viper no requiere mantenimiento y presenta un funcionamiento casi silencioso. Para cumplir con dichos requisitos: las cuchillas giratorias sin contacto de la turbina crean la succión necesaria y el flujo de volumen en pocos segundos. El rotor está hecho de un compuesto especial resistente a la corrosión que lo hace más resistente a la humedad y a la condensación. Un motor eléctrico confiable garantiza un funcionamiento sin interrupciones. Y el separador integrado de aire y agua brinda una importante medida de protección contra el ingreso de agua condensada.

Viper		
Voltaje (V)	230 (1~)	
Frecuencia (Hz)	50	60
mbar (hPA) del sistema de aspiración	90 at 250 l/min	
Cantidad de sillas de tratamiento	1	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad, cm)	32 x 28 x 28	
Peso (kg)	13	
Nivel de ruido [dB(A)]	66	

# VACSTAR VIPER®



(No disponible en Estados Unidos o Canadá)



SEDE CORPORATIVA  
1295 Walt Whitman Road  
Melville, New York 11747-3062  
800-247-8324



Viper es una marca registrada  
de Air Techniques, Inc.  
© Copyright 2018  
PN 9922-169-ES Rev. B

**AIR**  
**TECHNIQUES** equipped for life®