



SCAN▶X® Duo

# SCAN▶X® Duo

Ver Más. Hacer Más. Gastar Menos.

**AIR**  
**TECHNIQUES** equipped for life®

## Ver Más.

ScanX Duo captura imágenes de alta resolución, ricas en detalles para mejorar el diagnóstico.

Escanee con resolución de hasta 22 pares de líneas por mm y vea con una claridad digital sin igual.

Agrandar, invertir o mejorar sus radiografías para obtener el máximo de información de diagnóstico y enriquecer las discusiones acerca de los planes de tratamiento con sus pacientes.

Almacenar y organizar de forma automática las imágenes electrónicas para su uso futuro o transmisión.

## Hacer Más.

ScanX Duo simplifica los procedimientos y aumenta la productividad del consultorio dental.

Escanear dos placas intraorales al mismo tiempo.

ESPECIFICACIONES:
<b>Numero de parte:</b> D1000T
<b>Dimensiones:</b> 12"alto x 10"ancho x 10.5"profundidad (30.5cm x 25.4cm x 26.6cm)
<b>Peso:</b> 21 lbs. (9.5 Kg)
<b>Eléctrico:</b> 100 - 240V AC, 50/60 Hz
<b>Resolución:</b> 20 pl/mm (1,000 ppp) según el modo de escaneo / tamaño de los píxeles seleccionados.
<b>Resolución teórica:</b> 40 pl/mm (2000 ppp)
<b>Puerto:</b> USB
<b>Clasificación del láser:</b> Láser de Clase I de producto, cumplimiento de las normas FDA 21 CFR 1040.10 y IEC 60825-1.
<b>Medio de imágenes:</b> las dos pistas de escaneo aceptan placas de fósforo de tamaños intraorales 0, 1, 2, 3 y 4.
<b>Accesorios incluidos:</b> Cable de alimentación, conector para computadora (USB), 2 guías de inserción de placas tamaño 2; 1 guía de inserción de placa tamaño 0 y otra tamaño 1; 8 placas de fosforo tamaño de 2; 1 caja con 300 fondas de protección de placas tamaño 2; 1 estera de tabla para las placas, 1 muestra de hoja de limpieza del ScanX Duo; 1 muestra de pañuelo de limpieza de placas; CD con controladores y manual de instalación y utilización.
<b>Garantía:</b> ScanX Duo está garantizado de estar libre de defectos por un período de 24 meses a través de un distribuidor autorizado Air Techniques.

Utilizando el borrador automático, las placas de fósforo (PSP) se escanean y se borran automáticamente en un ciclo continuo - imágenes intraorales -Visible y en cuestión de segundos.

Mejorar la comodidad del paciente con placas de fósforo delgadas, flexibles, inalámbricas y reutilizables en tamaños intraorales 0, 1, 2, 3 y 4.

## Gastar Menos.

ScanX Duo, a la vez práctico y rentable, pagará por sí mismo en menos de un año.

Eliminar el cuarto oscuro, la película, los peligrosos productos químicos y los costes de mantenimiento del procesador de películas.

Funciona a la perfección con su equipo de rayos X existente.

Reutiliza las placas de fósforo miles de veces.

# SCANX® DUO

RECOMENDACIONES PARA LA COMPUTADORA:
<b>Velocidad de la CPU:</b> Pentium 2.8 GHz o más rápido.
<b>Sistema operativo:</b> Windows XP Professional con Service Pack 3 o más para procesador Intel 32-bit; Microsoft Windows XP Professional 64-bit Edition con Service Pack 2 o más para procesador Intel 64-bit extended (x64); Microsoft Windows Vista Business, Enterprise, o Ultimate con Service Pack 1 o más para Intel 32-bit o procesador Intel 64-bit extended (x64); Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise, o Ultimate para Intel 32-bit o procesador Intel 64-bit extended (x64); Microsoft Windows 10
<b>RAM:</b> 2 GB.
<b>Reproductor de CD:</b> velocidad 48X
<b>Disco duro:</b> 120 GB (2 GB libres para adquisición de imagen, el resto para archivos de programa y almacenamiento de imágenes.
<b>Adaptador de pantalla de video:</b> 256 MB RAM
<b>Puerto USB:</b> 2.0



SEDE CORPORATIVA  
1295 Walt Whitman Road  
Melville, New York 11747- 3062  
800-247-8324



ScanX Duo es una marca registrada de Air Techniques, Inc.  
© Copyright 2018  
PN 9922-333-S Rev. E-SPA

**AIR**  
**TECHNIQUES** equipped for life®