



LIMPIADOR DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN

LIMPIADOR DE TUBERÍAS

 **Monarch.**

Equipos

AIR
TECHNIQUES equipped for life®



Su equipo utilitario es el corazón de su clínica y su mayor inversión. Los contaminantes de desechos pueden acumularse en las tuberías de evacuación y de agua, causando un rendimiento reducido del equipo y fallos prematuros. Los productos para la limpieza de equipos de Monarch están diseñados para protegerle a usted, a sus pacientes y a su valiosa inversión.

Limpiador para el sistema de evacuación Monarch CleanStream

Air Techniques es el fabricante líder de Norteamérica de sistemas de aspiración para clínicas dentales. Monarch CleanStream has sido cuidadosamente formulado a partir de años de experiencia e investigación para ayudarle a optimizar el rendimiento del sistema y mantener su sistema de aspiración funcionando a la perfección.

- Fórmula exclusiva que elimina e impide la acumulación de residuos en las tuberías de evacuación, manteniendo el máximo rendimiento y succión.
- Limpia y desodoriza las tuberías de evacuación en los sistemas de aspiración húmeda o en seco.
- La fórmula sin espuma, altamente concentrada, es muy económica de usar.
- Compatible con el separador de amalgama.
- No corrosivo, para uso diario.

Fácil dispensado:



Paso 1: ¡Añada CleanStream y agite!



Paso 2: Primera consulta — Usar en vertical. Se aspirará automáticamente la mitad de la solución.



Paso 3: Segunda consulta - gire la botella sobre un lado y dispense el resto.



Sistema dispensador para Monarch CleanStream

Monarch CleanStream es más efectivo cuando se utiliza con el dispensador de CleanStream. El dispensador especialmente diseñado permite mezclar y limpiar fácilmente, sin problemas ni derrames dos consultas con solo una botella.

- Tan fácil como 1, 2, 3: Simplemente mezcle, agite y aspire.
- El dispensador aspira automáticamente la solución en una fina neblina, que cubre completamente las paredes interiores de las tuberías.
- Dispensa la cantidad adecuada de solución para cada consulta — sin necesidad de monitorizar.
- Se cierra herméticamente para poder llevarlo entre consultas sin derramarlo.
- Se ajusta a todas las boquillas HVE y eyectoras de saliva.

Limpiador Monarch Lines

La fórmula con pH neutro del limpiador Monarch Lines ayuda a atacar los depósitos acumulados en las tuberías sin necesidad de usar productos químicos agresivos. La solución está lista para usar, sin necesidad de mezclar o diluir.

- Diseñada para la limpieza semanal de las tuberías de los sistemas de botellas de agua independientes.
- Ayuda a proteger las tuberías de los depósitos como minerales o cal, agua dura y sal.
- Muy económico: una botella de 500 mL puede tratar una consulta durante varios meses.
- pH neutro:
 - No corrosivo y suave con los equipos.
 - No corroe los metales, atasca las válvulas, mancha o hace espuma.
- Puede usarse durante procedimientos como limpiezas bucales.
- Aroma fresco a menta.
- Fórmula libre de glicerina que no afectará a la dureza de los adhesivos.
- Puede usarse con cualquier sistema de botella de agua independiente.

Dos opciones de dispensado



Usar con
1 HVE y 1 SE



Usar con
2 HVE y 1 SE



airtechniques.com

Información de pedido

N°de	Producto	Descripción
H6340	Limpiador Monarch Lines	Botella 16,9 oz. (10 botellas por caja)
57850	Limpiador para el sistema de evacuación Monarch CleanStream	Botella de 84,5 oz. con tapón medidor integrado - 125 limpiezas (4 botellas por caja)
57665	Sistema dispensador para Monarch CleanStream	1 dispensador con adaptadores para todas las boquillas de succión
57660	Kit de inicio Monarch CleanStream	Botella de 34 oz., más 1 dispensador - 50 limpiezas



SEDE CORPORATIVA
1295 Walt Whitman Road
Melville, Nueva York 11747- 3062
800-247-8324



Monarch es una marca registrada de
Air Techniques, Inc.
© Copyright 2017
PN 9922-30 RevD

AIR
TECHNIQUES equipped for life®