

ACCESORIOS PARA LA SALA DE LIMPIEZA

ACCESORIO PARA LA SALA DE LIMPIEZA

Lleve el rendimiento de su equipo al siguiente nivel.

AIR
TECHNIQUES equipped for life®



Aumente El Rendimiento De Su Equipo

Los accesorios para el equipamiento de su sala de limpieza/utilidades son tan importantes como el equipamiento en sí mismo. Los accesorios ofrecen una amplia gama de beneficios como: ahorro de espacio, responsabilidad medioambiental, ahorro de energía y mucho más. Junto con la limpieza y el mantenimiento adecuados, los accesorios pueden ayudar a mantener su equipo en perfecto funcionamiento y a prolongar su vida útil.

Proteja su clínica y sus inversiones con los accesorios de Air Techniques. Los periodos de inactividad de la clínica debido a las tareas de mantenimiento se reducen cuando se utilizan accesorios preventivos. Mantener su clínica en perfecto funcionamiento significa reducir el tiempo de inactividad, de forma que pueda ver a más pacientes.

Cree una clínica más eficiente con accesorios que aumentan el rendimiento de su compresor o aspirador y utilizan solo la energía que necesita. Con solo añadir algunos productos, puede asegurar que está obteniendo el mayor rendimiento de calidad de los productos de los que depende para el funcionamiento de su clínica.

Limpiador Del Sistema De Evacuación

Monarch CleanStream® limpia los sistemas de aspiración y evita la acumulación de residuos.

- Prolongue la vida del aspirador y consiga un flujo de trabajo ininterrumpido
- El dispensador fácil de usar limpia dos consultorios con una sola botella
- Funciona con sistemas de aspiración húmedos o en seco
- Sin espuma, basado en enzimas, con pH neutro
- Seguro para el medioambiente y biodegradable



Separador De Amalgama

Acadia® recoge de forma segura y efectiva los desechos de amalgama.

- Compatible con hasta 10 consultorios
- Instalación fácil, sin problemas
- Puede instalarse de forma independiente o fijado a la pared
- El contenedor translúcido ofrece una visión clara del filtro
- El filtro se coloca y se extrae fácilmente, para su sustitución en menos de un minuto
- Envío y embalaje prepagado con el Kit de reciclado Acadia




Filtro transparente Acadia

Válvulas De Agua De Control Remoto

Controla la tubería de suministro de agua desde su zona de recepción.

- Instalado en ubicaciones de fácil acceso
- Capacidad para cerrar completamente el suministro de agua
- Disponible en modelos de 24 voltios o 115 voltios
- Disponible con o sin filtro



Ecualizador De Aspiración

Monitoriza las exigencias de aspiración a lo largo del día para ofrecer una succión óptima para su clínica.

- Enciende o apaga las bombas automáticamente según sea necesario
- Reduce el uso de energía y prolonga su vida útil
- Aumenta la eficiencia de la bomba de aspiración para hasta 4 bombas
- Controla todas sus bombas con un panel de interruptores remoto

Hydromiser

Sistema de separación aire/agua y de reciclaje de agua para aspiradores de anillo húmedo.

- Ventila adecuadamente los gases nocivos como el gas nitroso de su clínica
- Recicla hasta el 75% del agua usada
- Ahorra más de 65.000 galones de agua al año
- Funciona sin electricidad o piezas móviles



NEO Pulse

Sistema de monitorización inteligente para la sala de utilizadas para su personal de recepción.

- Ofrece una visión general del estado operativo directamente a su PC
- Muestra automáticamente los intervalos de mantenimiento
- Diagnóstico rápido y seguro con fines de mantenimiento
- Acceso remoto del técnico a los dispositivos mediante la aplicación TeamViewer



Paneles De Control Remoto

Controle toda su sala de utilidades usando disyuntores remotos directamente desde su clínica.

- Instalado centralmente en la clínica
- Personalizable para adaptarse a las necesidades de su clínica
- Diseño ligero con placa de cubierta de acero inoxidable
- Los cuatro paneles de control se instalan sobre un cuadro eléctrico de dos grupos estándar

Entrada De Aire Remota

Abastece aire fresco a los cabezales del compresor.

- Le permite cumplir con los códigos locales de edificaciones
- Reduce el ruido del compresor en 2-3 decibelios
- Puede montarse vertical u horizontalmente.
- Ayuda a mantener los motores del compresor fríos en entornos restringidos



Estantes Apilables Para Utilería

Optimice el espacio y organice su sala de limpieza.

- Disponible en dos tamaños: Mini y XL
- Tres ajustes de altura para el estante superior
- Los rieles superiores ajustables acomodan equipos de todos los tamaños
- Acomoda un sistema de aspiración encima o viceversa

Transformador Buck Boost


Regula la tensión a su equipo.

- Si la tensión es baja el transformador saltará a una tensión más alta en un 10%
- Si la tensión es alta, el transformador bajará a una tensión más baja en un 10%



Especificaciones

| Producto | Número de pieza | Descripción |
|---------------------------|-----------------|--|
| Acadia | A1250 | Separador De Amalgama Acadia |
| | A1350 | Separador De Amalgama Acadia Con ALERTA |
| | A1390 | Filtro De Sustitución Acadia Con Kit De Reciclaje |
| | A1290 | Filtro De Sustitución Acadia (Sin Kit De Reciclaje) |
| Estantes Apilables | 56600 | Estantes Apilables para Utillería Mini |
| | 56650 | Estantes Apilables para Utillería XL |
| | 56635 | Kit de Bandejas para Estantes Apilables para Utillería Mini |
| | 56655 | Kit de Bandejas para Estantes Apilables para Utillería XL |
| | 54145 | Kit de Soportes de Anclaje para Montaje en Pared para Estantes Apilables |
| | 56645 | Kit de Montaje en Estante Superior para VacStar 20 y 40 + Classic y NEO |
| Monarch | 57850 | Monarch CleanStream Botella de 2,5 litros |
| | 57665 | Sistema Dispensador para Monarch CleanStream |
| | 57660 | Kit de Inicio Monarch CleanStream |
| Paneles de Control Remoto | 53111 | Paneles de Control Remoto - 1 Disyuntor |
| | 53251 | Paneles de Control Remoto - 2 Disyuntores |
| | 53250 | Paneles de Control Remoto - 3 Disyuntores |
| | 53133 | Paneles de Control Remoto - 4 Disyuntores |
| Transformador Buck/Boost | 67002 | Transformador Buck/Boost 220 VAC - 3,9 kVA |
| | 67000-1 | Transformador Buck/Boost 220 VAC - 7,8 kVA |
| Accesorios VacStar | H-2 | Hydromiser para VacStar 20 |
| | H-4 | Hydromiser para VacStar 40 |
| | 56041 | Hydromiser para VacStar 50 |
| | 56042 | Hydromiser para VacStar 80 |
| | 55540 | Separador de Aire/Agua para VacStar / VacStar NEO |
| | 56200 | Ecuilizador de Aspiración |
| | 56230 | Panel de Interruptores Remoto para el Ecuilizador de Aspiración |
| Control Remoto Del Agua | 53020 | Válvula de Control Remoto del Agua – Tubería de ¾" / 24V - con Filtro y Transformador |
| | 53020-1 | Válvula de Control Remoto del Agua – Tubería de ¾" / 115V - con Filtro |
| | 53021 | Válvula de Control Remoto del Agua – Tubería de ¾" / 24V - con Transformador |
| | 53021-1 | Válvula de Control Remoto del Agua – Tubería de ¾" / 115V |
| | 53170 | Válvula de Control Remoto del Agua – Tubería de 1" / 24V - con Filtro y Transformador |
| | 53171 | Válvula de Control Remoto del Agua – Tubería de 1" / 115V - con Filtro |
| | 53173 | Válvula de Control Remoto del Agua – Tubería de 1" / 24V - con Transformador |
| | 53174 | Válvula de Control Remoto del Agua – Tubería de 1" / 115V |
| Accesorios AirStar | 85491 | Entrada de Aire Remota - AS10/NEO, AS12 |
| | 85492 | Entrada de Aire Remota - AS21/NEO, AS22/NEO, AS30/NEO |
| | 87361 | Entrada de Aire Remota - AS40/NEO |
| | 85493 | Entrada de Aire Remota - AS50/NEO |
| | 85494 | Entrada de Aire Remota - AS70/NEO |
| | 85511 | Entrada de Aire Remota - AS100 |
| | 89831 | Repuesto del Filtro de Entrada de Aire (1 p/cilindro) |
| | 85694 | Kit de Instalación en Tándem de AirStar (solo AirStar Classic) |
| | 85690 | Kit de Relé de Temporizador para el Compresor Múltiple AirStar con Transformador (hasta 4 AirStar) |



airtechniques.com

MÁS DE 50 AÑOS DE RENDIMIENTO PROBADO

Hace más de 50 años, Air Techniques presentó su primer compresor de aire dental. Actualmente, los compresores de aire y los sistemas de aspiración de Air Techniques marcan los estándares del equipamiento utilitario dental. Se utilizan en más clínicas dentales de Norteamérica que todos los otros compresores de aire y sistemas de aspiración juntos.

Air Techniques es el líder del sector en compresores de aire dentales y sistemas de aspiración. Siete de cada diez compresores de aire y seis de cada diez sistemas de aspiración vendidos hoy día son de Air Techniques.



SEDE CORPORATIVA
1295 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3062
800-247-8324



Air Techniques, Inc.
© Copyright 2018
PN 9922-516 Rev. A

AIR
TECHNIQUES *equipped for life®*