



## Declaration of compatibility of Phosphor Storage Plates (PSPs) for Air Techniques ScanX Models

Please see below for information about the compatibility of various types of phosphor storage plates from Air Techniques with the corresponding phosphor storage plate scanner models. The types of phosphor storage plate listed may only be used with the intended phosphor storage plate scanner models. Any other usage is deemed to be improper. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper usage. In such cases, the user/operator will bear the sole risk.

| Phosphor storage plates  | Phosphor storage plate scanner model   |
|--|--|
|   | ScanX Classic View<br>ScanX Intraoral View<br>ScanX Swift View<br>ScanX Classic<br>ScanX Intraoral<br>ScanX Duo<br>ScanX Swift |
| Phosphor storage plates IDX  | Phosphor storage plate scanner model   |
|  | ScanX Edge<br>ScanX Duo Touch  |



**Manufactured for / Distributed by:**

Air Techniques, Inc.  
 1295 Walt Whitman Road  
 Melville, New York 11747-3062, USA



## Combinaisons d'écrans à mémoire (PSPs) avec des modèles Air Techniques ScanX

Les indications suivantes renseignent sur la compatibilité des différents types d'écrans à mémoire d'Air Techniques avec les modèles de scanners d'écrans à mémoire correspondants. Les types d'écrans à mémoire énumérés doivent être uniquement utilisés avec les modèles de scanners d'écrans à mémoire prévus à cet effet. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Les dommages résultant d'une utilisation non conforme n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur porte l'entière responsabilité des risques encourus.

| Écrans à mémoire   | Modèle de scanner d'écrans à mémoire   |
|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ScanX Classic View</li> <li>ScanX Intraoral View</li> <li>ScanX Swift View</li> <li>ScanX Classic</li> <li>ScanX Intraoral</li> <li>ScanX Duo</li> <li>ScanX Swift</li> </ul> |
| Écrans à mémoire IDX   | Modèle de scanner d'écrans à mémoire   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ScanX Edge</li> <li>ScanX Duo Touch</li> </ul>  |

**Manufactured for / Distributed by:**  
 Air Techniques, Inc.  
 1295 Walt Whitman Road  
 Melville, New York 11747-3062, USA

## Combinaciones de placas radiográficas (PSPs) con modelos Air Techniques ScanX

Estas indicaciones ofrecen información acerca de la compatibilidad de las diferentes placas radiográficas de Air Techniques con los modelos de lectores de placas correspondientes. Los tipos de placas radiográficas especificados solo se deben usar con los modelos de lectores de placas previstos. Todo tipo de empleo que difiera de lo anteriormente indicado no será considerado como una utilización conforme al uso previsto. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños que se puedan derivar del mismo. El usuario correrá con todo el riesgo.

### Placas radiográficas digitales



### Modelo de lector de placas

- ScanX Classic View
- ScanX Intraoral View
- ScanX Swift View
- ScanX Classic
- ScanX Intraoral
- ScanX Duo
- ScanX Swift

### Placas radiográficas IDX



### Modelo de lector de placas

- ScanX Edge
- ScanX Duo Touch

**Manufactured for / Distributed by:**

Air Techniques, Inc.  
 1295 Walt Whitman Road  
 Melville, New York 11747-3062, USA